



CATALOGUE



PILULIER HEBDOMADAIRE • MULTIDOSE DÉTACHABLE

- ÉTIQUETTES ET ALVÉOLES
- ACCESSOIRES
- DISTRIBUTION
- UNIDOSE



VOUS ACCOMPAGNE CHAQUE JOUR

4 DOSES QUOTIDIENNES
7 JOURS DE MÉDICATION

TOUT-EN-UN

LE SYSTÈME MULTIDOSE LE PLUS PERFORMANT SUR LE MARCHÉ*

- **Présentation :** information patient et pharmacologique complète
- **Système d'ancrage :** enlèvement à trois chevilles le plus précis et efficace
- **Format 8,5" x 11" :** le pilulier le plus apprécié
- **Remplissage :** manuel ou automatisé
- **Carte alvéolaire codée en Braille à l'endos**
- **Solutions DISPILL :** offertes en plusieurs formats
- **Traitement :** sept jours / quatre prises par jour
- **Temps de prise :** à code de couleurs reconnu facilement
- **Transparence des alvéoles :** facilite la vérification contenant/contenu
- **Intégrité :** protection des médicaments avec nos étiquettes performantes
- **Changements à la prescription :** piluliers modifiables et scellés en toute rigueur

La photo représente un dossier fictif

Détachable

*Comparé aux sachets et autres cartes alvéolaires.



Produit écoresponsable
Recyclable et déchiquetable



Fait au Québec

Parce que vous avez à cœur la sécurité et le bien-être de vos patients, **DISPILL** est votre solution éprouvée et responsable.

INNOVATION HYBRIDE PERMANENT

Le système multidose **HYBRIDE** permanent propose au patient **DEUX** choix d'ouverture

PLIER
la rangée
de haut en bas

ET

DÉTACHER
la rangée
puis les alvéoles



PERFORER
en pressant
du doigt

OU

PELER
en soulevant et tirant
l'étiquette



DÉGAGER

ET

OUVRIR



Un alvéole plein de comprimés
est plus facile à peler pour
accéder aux médicaments




**Aussi facile à peler
qu'une clémentine !**

Une solution sécuritaire pour les patients souffrant de
tremblements ou de problèmes de synchronicité avec leurs mains.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

Étiquettes



Système breveté
Méthode de montage
à 3 chevilles pour un
enlèvement parfait de
l'étiquette et de la carte
alvéolaire



Bordure anti-bavure
Contrôle les traces de colle
lors de l'impression

Adhésif haute performance
Adhère encore mieux à l'alvéole
après un changement




Papier de fibres haute densité
Pour un comportement à
l'impression d'une grande
stabilité

Couleurs rehaussées
Facilite la lecture et la sélection
du temps de prise

Carte alvéolaire

Des contenances pour tous vos besoins



**PLUS GRANDE
CAPACITÉ
ALVÉOLAIRE
SUR LE MARCHÉ**




Carte alvéolaire à côté dentelé
Assure une meilleure prise
sur l'étiquette au moment
de l'ouverture




Les caractéristiques uniques
à DISPILL conviennent
parfaitement à la production
automatisée.

Solution Hybride

300



4-11



ÉTIQUETTE HYBRIDE
À colle permanente (300)
ou à colle repositionnable (4-11)
500 UN. / BTE



Pour décoller l'endos

300 Étiquette Hybride Permanente 11 po H


4-11 Étiquette Amovible 11 po H

Solution Permanente

31-10



31-11



ÉTIQUETTE PERMANENTE
À colle permanente
500 UN. / BTE



Pour décoller l'endos

31-10 Étiquette Permanente 10 po H

31-11 Étiquette Permanente 11 po H

250

250-P



CARTE ALVÉOLAIRE HYBRIDE
Claire
Pour étiquette hybride permanente
ou amovible
500 UN. / BTE



250 Alvéole Hybride régulier

250-P Alvéole Hybride profond

1

1-P



CARTE ALVÉOLAIRE PERMANENTE
Claire
Pour étiquette à colle permanente
500 UN. / BTE



1 Alvéole Permanent régulier

1-P Alvéole Permanent profond




**TOUS NOS PRODUITS SONT
ÉCORESPONSABLES**


recyclable • déchiquetable

Solution Amovible

4-10



4-11



ÉTIQUETTE AMOVIBLE
À colle repositionnable
Pour changement et
recollage par pression
500 UN. / BTE




Pour décoller l'endos

4-10 **Étiquette Amovible 10 po H**


4-11 **Étiquette Amovible 11 po H**

Solution Hypso

350



450



ÉTIQUETTE FORMAT MÉTRIQUE
210 X 297 mm
À colle permanente et
ouverture hybride (350) ou
à colle repositionnable (450)
500 UN. / BTE



Pour décoller l'endos

350 **Étiquette Hybride Permanente 297 mm H**

450 **Étiquette Amovible 297 mm H**

201



CARTE ALVÉOLAIRE AMOVIBLE
Claire
Pour étiquette à colle repositionnable
500 UN. / BTE

201 **Alvéole Amovible régulier**

280




CARTE ALVÉOLAIRE HYBRIDE
Claire
Pour étiquette Hybride Permanente ou
Amovible de format métrique 210 x 225 mm
500 UN. / BTE

280 **Alvéole Hybride profond Hypso**

Note: Solution Hypso de format métrique: des accessoires de montage, vérification et distribution sont disponibles. Faites-en la demande au service à la clientèle de DISPILL.

Solution Spécialités

41-10



ÉTIQUETTE NARCO
À colle permanente
Pour narcotique
100 OU 500 UN. / BTE

42-11



ÉTIQUETTE PRN
À colle permanente
Pour prise au besoin
100 OU 500 UN. / BTE

41-10 Étiquette Narcotique Permanente 10 po H

41-11 Étiquette Narcotique Permanente 11 po H


42-10 Étiquette PRN Permanente 10 po H

42-11 Étiquette PRN Permanente 11 po H

201-P-A

1-P-A

250-P-A



CARTE ALVÉOLAIRE
SPÉCIALITÉ AMBRÉE
Protection accrue contre
les effets UV
100 OU 500 UN. / BTE




201-P-A Alvéole Amovible profond ambré

1-P-A Alvéole Permanent profond ambré

250-P-A Alvéole Hybride profond ambré

Solution Unidose

620



ÉTIQUETTE CARTONNÉE - 30 JOURS
À colle permanente
Avec membrane d'aluminium
6 po x 9 po plié
250 UN. / BTE



Format fini

620 Étiquette Rigide Permanente - 30 jours

650



CARTE ALVÉOLAIRE
Claire
Pour étiquette cartonnée rigide
à sellement permanent
250 UN. / BTE



650 Alvéole Unidose - 30 jours

MONTAGE

SCELLEMENT À FROID



DISPILL, multidose et unidose, sont conçus pour sceller instantanément par simple pression, aucune chaleur requise !

On obtient un emballage léger, durable et fiable. Nos étiquettes sont fabriquées avec des adhésifs sélectifs pour répondre aux exigences pharmaceutiques et garantir l'intégrité du contenant durant toute son utilisation.



Le saviez-vous?

Sur un plan de travail plat, l'inclinaison du plateau favorise une posture plus confortable, facilite le remplissage et la vérification contenant/contenu.

15



La pression sur le Dispill s'applique par mouvements verticaux de haut en bas.

ROULEAU

Pour scellement par pression à froid
Pour toutes les étiquettes
Poignée confortable en plastique
Cylindre en caoutchouc dur

700



750 Plateau de montage Hypso

700 PLATEAU DE MONTAGE UNIVERSEL

S'adapte à toutes les cartes alvéolaires DISPILL
Système de positionnement à trois chevilles
En plastique blanc opaque

24



SUPPORT POUR PLATEAU DE MONTAGE

S'installe sous les plateaux de montage universel et Hypso
En métal fini Nickel
3 po H

680



PLATEAU DE MONTAGE UNIDOSE

S'adapte aux cartes alvéolaires DISPILL Unidose
- 30/31/32 jours
En liège résistant, pour scellement à froid seulement.

VÉRIFICATION

19



PLATEAU DE VÉRIFICATION

Avec ailes coulissantes
En PVC blanc et noir

14



SUPPORT DE VÉRIFICATION

Pour cartes alvéolaires à empiler
S'utilise avant le scellement à froid
En métal fini Nickel

MODIFICATION

50



SCEAU DE SÉCURITÉ AUTOCOLLANT

Transparent avec indicateur d'altération rouge
Permet un scellement à froid sécuritaire
816 SCEAUX / PQT



37

BÂTONNET DE PRESSION

Pour renforcer le scellement par pression
à froid des étiquettes repositionnables
En bois, 6 po. Embouts arrondis et plats.
3 UN. / PQT



35

SCALPEL DE PRÉCISION


Pour incision de précision
Lame métallique, manche en plastique
Avec capuchon de protection rétractable
5 UN./SAC

Note : Pour faire un changement en toute sécurité, il importe d'utiliser les instruments suggérés par DISPILL et de suivre les techniques recommandées.

De la pharmacie aux clients



17



SUPPORT DE RANGEMENT

Pour boîte multifonction
En métal rigide
Accueille 28 à 36 DISPILL complets

16



2 en 1

POUR LE TRANSPORT
ET LE STOCKAGE

BOÎTE MULTIFONCTION BLEUE

En plastique opaque résistant aux chocs.
Couvercle à 2 rabats et dispositif de sécurité.
Format 49 L (21 po x 15 po x 12 po)

39



ATTACHES AUTOBLOQUANTES

Pour sceller boîte multifonction
en nylon résistant, 14 cm (5,5 po)
100 UN. / SAC

COMMUNICATION

30



SAC DISPILL

Fait de papier naturel recyclable
11 po x 14 po
500 UN. / PQT



PEUT
CONTENIR
4 PILULIERS
EMPLÉS
À PLAT



908



FEUILLET EXPLICATIF DISPILL HYBRIDE

Information recto et verso
4 po x 5 po
100 FEUILLES PAR TABLETTE

En résidence



13

SUPPORT À ARCEAUX

Pour comptoir ou installation murale
En métal fini Nickel
Contient 12 à 14 piluliers
10,5 po H



Système où chaque pilulier s'accroche à un lève-feuille pour feuilletter les piluliers et retirer les alvéoles nécessaires de chaque patient sans retirer les piluliers du support.

108



SÉPARATEUR

Pour support à arceaux
Carton plastifié rigide
6 couleurs distinctives:
azure, blanc, lilas, rose, saumon, vert.
Vendu à l'unité


25



LÈVE-FEUILLE

Pour accrocher le pilulier au support à arceaux
En plastique transparent résistant
Vendu à l'unité

18



À fixer aux barres de suspensions du classeur.

S'adapte à la plupart des classeurs latéraux de dimensions standards


SUPPORT POUR TIROIR CLASSEUR

En métal rigide fini Nickel
3 rangées de 15 à 18 places
(45 à 54 piluliers/tiroir)

12-S

CLASSEUR DE TABLE

Pour DISPILL suspendu
En métal fini Nickel
10,5 po H x 8,5 po L



12-S Avec séparateurs 12 places

12 13 à 15 places

6



PLATEAU DE DISTRIBUTION

En plastique blanc rigide
35 positions pour alvéoles
8 positions pour médicament hors pilulier

930

CHARIOT MÉDICAL

Modèle professionnel verrouillé
Pour le rangement et la distribution des piluliers
Avec tiroirs, séparateurs amovibles et supports DISPILL
Sur roulettes

Information complémentaire et devis sur demande.
Photo à titre indicatif.



NOS ENGAGEMENTS



PAIEMENT

Vous pouvez régler votre commande par chèque, PPA (paiement préautorisé), ou EFT (par transfert électronique).

Conditions de paiement net 30 jours.

Tous nos produits sont taxables selon les lois provinciales en vigueur.



CONSEILS ET SERVICES TECHNIQUES

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi. Nous saurons vous informer rapidement.

Notre équipe de représentants est toujours disponible pour vous rencontrer à vos bureaux.



NOS SERVICES

- Service après-vente
- Démonstration
- Formation d'équipe
- Suivi de commande
- Rappel d'inventaire
- Conseils de professionnels



LIVRAISON

Modes de livraison adaptés à vos besoins. Du lundi au vendredi 24h à 48h (Québec et Ontario).

Toute commande reçue avant 14h00 HE sera mise en livraison le même jour.

Livraison express là où le service est offert. Des frais de livraison pourraient s'appliquer, demandez à votre service à la clientèle.



SATISFACTION GARANTIE

Nos responsables QUALITÉ s'appuient sur des normes et certifications officielles pour vous fournir les produits DISPILL de la meilleure qualité.

Nous nous engageons à vous échanger ou à créditer les articles défectueux ou lors d'erreur d'expédition. Certaines conditions s'appliquent.



ÉCORESPONSABLE

Tous les produits DISPILL sont fabriqués en tenant compte des normes environnementales en vigueur. Les piluliers et leurs étiquettes sont tous recyclables et déchiquetables. Les emballages de transports sont aussi recyclables.

ALLEZ-Y!

GODISPILL.COM

Formation en ligne!

Toutes nos méthodes de préparation et la façon d'utiliser les accessoires DISPILL sont présentées en courtes vidéos.



DISPILL, méthode de changement étiquettes Hybride | 1:30 min



Simple
et facile



POUR COMMANDER OU NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (HE)



Sans frais 1 877 347.7455
Granby 450 372.1299



infos@dispill.com



450 375.3908

Commande 24/7



dispill.com

 **DISPILL®**

DISPILL

1008, rue Marcoux | local 154 | Granby, QC J2J 2M8

UNE INNOVATION SIGNÉE



PHARMA SOLUTIONS